Datenblatt




Heilkappe individualisierbar mit Hex-Verbindung 2mm

Material	Peek (sterilisierbar)
Gingiva - Höhe	2mm
Höhe (A) – Stumpflänge ab Präpgrenze	6mm
wählbar in den Gingiva - Höhen	2mm, 4mm
Artikel Nr.	A-004-470612
Verpackungseinheit	Heilkappe / Gingiaformer (unsteriel) Verbindungsschraube (Artikel Nr. A-007-099099)



Seitenansicht



Meoplant mit Heilkappe (Maße in mm)

Beschaffenheit >	zweiteilge Konusverbindung Sechskantverbindung (Hex) Emergenz Profil
Empfohlenes Drehmoment	15Ncm
Hinweis	Die Heilkappe wird unsteril angeliefert und ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.