


Datenblatt

Heilkappe individualisierbar ohne Hex-Verbindung 2mm

Material	Peek (sterilisierbar)
Gingiva - Höhe	2mm
Höhe (A) – Stumpflänge ab Präpgrenze	6mm
wählbar in den Gingiva - Höhen	2mm, 4mm
Artikel Nr.	A-004-470622
Verpackungseinheit	1 Heilkappe / Gingiaformer (unsteriel) 1 Verbindungsschraube (Artikel Nr. A-007-099099)



Seitenansicht



Meoplast mit Heilkappe
(Maße in mm)

Beschaffenheit

- zweiteilige Konusverbindung
- ohne Sechskantverbindung (Hex)
- Emergenz Profil

Empfohlenes Drehmoment

15Ncm

Hinweis

Die Heilkappe wird unsteril angeliefert und ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.